

WŁAŚCIWOŚCI

Lerasept forte jest nowej generacji silnie stężonym dezynfektantem tlenowym przeznaczonym do stosowania w rolniczych zakładach produkcyjnych, wylęgarniach, obiektach inwentarskich na fermach hodowlanych, w instytutach weterynaryjnych, schroniskach dla zwierząt, itp. Polecany również do dezynfekcji środków transportu.

- Skuteczny przeciwko bakteriom, grzybom, sporom i wirusom.
- Posiada bardzo dobre właściwości penetracyjne.
- Wykazuje pełną aktywność w niskich temperaturach oraz w obecności materii organicznej.

WSKAZANIA

Larasept forte w 1% stężenia zwalcza m.in. drobnoustroje wywołujące następujące choroby: Aujeszky'ego, pryszczycę, pomór, otręt (IBR-PIV), Newcastle'a, Gumboro, Mareka, salmonellozę, grzybice-trychofitozy, ospę, wściekliznę, nosówkę, chlamydiozy.

BUDOWA CHEMICZNA

Larasept forte zawiera
15% kwasu nadoctowego
15% kwasu octowego
22% nadtlenu wodoru
oraz środki powierzchniowo czynne.

ZASTOSOWANIE

Larasept forte może być rozprowadzany przy pomocy następujących urządzeń:

- myjki wysokociśnieniowe,
- konwencjonalne opryskiwacze,
- generatory ULV,
- zamgławiacze termiczne i elektryczne.

W przypadku długoterminowego stosowania **Laraseptu forte** zaleca się używać urządzenia w wersji wykonanej ze stali kwasoodpornej. Zaleca się także przeprowadzić uprzednio gruntowne czyszczenie powierzchni.

UWAGA

Preparat stosować podczas nieobecności ludzi i zwierząt w pomieszczeniach.



————— DYSTRYBUTORZY / DORADCY TECHNOLOGICZNI —————

LERASEPT FORTE

DAWKOWANIE

Pożądaný efekt uzyskuje się stosując ok. 0,2-0,4 litra roztworu roboczego o stężeniu 0,5% - 1% na 1m² powierzchni przy użyciu urządzeń tradycyjnych lub 1 do 2 litrów Leraseptu forte na 1000m³ kubatury obiektu przy użyciu zamgławiaczy termicznych i elektrycznych.

Produkt rekomendowany przez HygCen GmbH Schwerin (Centrum Higieny i Medycyny)

DZIAŁANIE	BAKTERIOBÓJCZE (POZA TBC)	GRZYBOBÓJCZE	WIRUSOBÓJCZE	
			OTOCZKOWANE	OTOCZKOWANE I NIEOTOCZKOWANE
Stężenie robocze	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%
Minimalny czas działania	1godz.	1godz.	0,5 godz.	0,5 godz.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Larasept forte należy przechowywać w suchym, chłodnym pomieszczeniu w temperaturze powyżej 0°C.

TRWAŁOŚĆ

1 rok od daty produkcji.



WSKAZANIA O ZAGROŻENIACH I ZASADACH BEZPIECZEŃSTWA

- Produkt żrący.
- Produkt utleniający.
- Może spowodować pożar.
- Działa szkodliwie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu.
- Powoduje poważne oparzenia.
- Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.
- Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w chłodnym miejscu.
- Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
- Nie przechowywać razem z materiałami łatwopalnymi, kwasami, czynnikami redukującymi oraz solami metali.
- Nie wdychać gazu / dymu / pary / rozpylonej cieczy.
- Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
- Nosić odpowiednią odzież ochronną i okulary lub ochronę twarzy.
- W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.
- Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.